


Plafonnier R-OND

Designer : David Bidaut

Y^URS MED



25 KG

Ø 1200 mm

Aluminium thermolaqué

Intégration de votre logo

Couleur au RAL de votre choix



Smart TV 4K Sony / Samsung

32 pouces



Casque à conduction osseuse Shokz

Eclairage led CCT dimmable

2800-6500 K

80W 8000 lumens

Contrôleur électronique

dimmable avec télécommande

Alimentation 230v- 50Hz

IRC <96%



INSTALLATION

2 systèmes de fixations possibles :

- Support suspendu au plafond / béton / BA13
4 câbles réglables fournis
- Fixation au sol avec potence

MISE EN SERVICE

Alimentation continue : 230 volts


Mise en veille TV : télécommande

Marche/arrêt et variation d'éclairage : télécommande

GARANTIE

5 ans : structure et peinture

2 ans : équipements télévision / éclairages / casque



Contactez-nous : info@yours-med.com / 06 17 02 65 10 ou rapprochez-vous de nos distributeurs



www.yours-med.com

 **IPPpharma**  **HENRY SCHEIN®**