


CRÉATEUR DE VOS PLAFONNIERS



Yours
med



A travers ces quelques pages Yours Med vous présente
la collection 2026 où l'innovation médicale rencontre la
création artistique

Sous l'impulsion du designer et artiste David BIDAUT,
nous redéfinissons l'environnement des cabinets de
santé en faisant entrer l'Art là où on ne l'attendait plus.

Bonne
découverte,

C'est pas grave,
si c'est beau ...

David Bidaut

CATALOGUE

26

27

Collections

SOMMAIRE

Art. **01** Quadra 09

Art. **02** Lumina 15


Art. **03** Linéa 21

Art. **04** Modula 27

Art. **05** Pédo 33

Art. **06** Mura 37

Art. **07** Plata 47



Design

Chaque modèle naît du coup de crayon de David Bidaut. Lignes minimalistes et élégantes transforment le plafonnier en une véritable signature architecturale.

Light

Technologie LED D65 reproduisant la lumière naturelle. Sa diffusion homogène et sans éblouissement apaise le patient et optimise la précision du praticien.

Multimédia

Une expérience entre évocation et diagnostic : diffusez des contenus apaisants pour réduire l'anxiété ou projetez vos imageries d'exams médicaux en temps réel.

History

Née de la rencontre entre design et exigences médicales, Yours Med développe des plafonniers LED numériques dédiés aux cabinets dentaires et espaces de soins. Depuis nos débuts, une conviction nous guide : la lumière et le digital doivent améliorer l'expérience patient et la performance des équipes, sans compromis sur la fiabilité ni la sécurité.

Process

La conception, l'assemblage et les tests sont réalisés en France, avec un contrôle qualité strict et des approvisionnements maîtrisés. Cette proximité nous permet d'offrir des finitions sur-mesure couleursRAL, formats, fonctionnalités, délais fiables, ainsi qu'un service d'installation, de formation et de maintenance réactif. Conformément au marquage CE et aux exigences des dispositifs médicaux, nos

Technic

Nos solutions associent un éclairage de référence à spectre D65 et un rendu naturel IRC>95, à des fonctions multimédias intégrées : Smart TV 4K, HDMI/USB/Wi-Fi/Bluetooth, contrôle à distance et audio par conduction osseuse. Chaque produit est pensé pour l'ergonomie clinique, l'intégration architecturale et la simplicité d'usage au quotidien.

Collection Plafonniers



Quadra



Lumina




Linea




Modula



Mura



Plata



Pedo

QUADRA





Quadra art.01



Le design carré qui sublime votre cabinet.

Moderne, minimaliste et audacieux,

Quadra s'intègre naturellement dans l'architecture de vos salles de soins pour créer une atmosphère à la fois apaisante et professionnelle. Votre plafonnier ne se contente plus d'occuper l'espace ; il l'habille et valorise chaque détail de votre aménagement. Parce que votre environnement de travail reflète votre excellence, Quadra est le point de départ d'un cabinet résolument tourné vers le futur.





Lumina



Le design rond qui réinvente votre cabinet.

Design par
David Bidaut

Lumina n'est pas qu'un plafonnier, c'est une nouvelle manière de percevoir l'espace de soin.

Inspiré par la douceur des formes organiques, son design épuré vient ponctuer votre cabinet d'une présence apaisante, rompant avec les codes froids de l'équipement médical traditionnel.

Lumina art.01



DESIGN organique
MULTIMEDIA expérience
LED intelligente D65



LINEA

Le plafonnier rectangulaire
qui révolutionne
l'esthétique de votre cabinet.






Yours Med propose un plafonnier rectangulaire aux lignes épurées qui modernise instantanément votre espace de soin.



Plus qu'un luminaire, **LINEA** devient un élément fort de votre image de marque. L'intégration sur-mesure de votre logo directement au cœur du plafonnier affirme votre identité dès le premier regard, pour un cabinet unique.

L'élégance géométrique
au service de votre cabinet.



Linea art.03



MODULA

art.04

VOTRE VISION

NOTRE
CHEF-D'ŒUVRE LUMINEUX

Le plafonnier qui vous ressemble enfin.


Co-conçu avec nos clients, le modèle Modula repousse les limites de la personnalisation

- ✓ Forme libre
- ✓ Palette de couleurs infinie
- ✓ Logo intégré

Yours-Med s'occupe de tout : de la modélisation 3D jusqu'à la livraison dans votre cabinet.



Modula art.04



Et si votre éclairage devenait la signature de votre cabinet ?

La Conduction osseuse

Offrez à vos patients une expérience immersive unique sans compromettre l'ergonomie de votre cabinet. Nos casques à conduction osseuse permettent une déconnexion totale du patient durant l'acte, tout en préservant une communication fluide avec l'équipe soignante.



- **Immersion Totale** : Le patient se détend en musique ou devant un contenu multimédia.
- **Zéro Nuisance Sonore** : Aucun bruit ne s'échappe dans la salle de soins ; le calme du cabinet est préservé.
- **Hygiène Irréprochable** : la technologie osseuse évite tout contact avec le conduit auditif, facilitant la désinfection et limitant les risques croisés.

Elégant et toujours porté de main, nos plafonniers sont livrés avec support casque et télécommande



PEDO

art.05

Pédo art.05






Pédo art.05

Un éclairage immersif
pensé pour les enfants.

Inspiré par la célèbre petite brique
colorée **LEGO**
qui a bercé notre enfance, le plafonnier
Pedo a été conçu spécifiquement pour les
cabinets de pédodontie.

Le but ? Capter le regard des petits patients,
stimuler leur imaginaire et apaiser leur
anxiété dès qu'ils s'allongent sur le fauteuil.
Parce qu'un enfant distrait est un enfant
plus serein.





Collection



MURA

Design par
David Bidaut

Quand l'attente
devient un
moment de détente

Mura art.04

Juste la beauté des formes



Sans logo, rond ou carré



MURA POP

...Avec un logo ça devient le vôtre




MURA POP ART





MURA POP ART



Et si l'art s'invitait dans votre cabinet ?



PLATA

la véritable élégance...
... réside dans la finesse.



Plata art.07



Seulement 5 cm d'épaisseur

Le plafonnier **Plata** redéfinit l'espace sans l'encombrer.

Sa silhouette ultra plate s'efface pour ne laisser place qu'à la lumière, offrant une solution esthétique et moderne, même pour les plafonds les plus bas.

Tout en finesse... Découvrez **PLATA**.




- **Ultra-fin:** 5 cm d'épaisseur seulement.
- **Invisible:** Une intégration parfaite à votre architecture.
- **Polyvalent:** La solution idéale pour optimiser les faibles hauteurs sous plafond.



QUADRA

FICHE TECHNIQUE



CARACTERISTIQUES

Matériaux Finition	Aluminium Thermolaqué nuancier RAL disponible	
Éclairage Contrôle	LED Spectre D65 Télécommande	CCT 2700/6500K IRC > 95
Écran Audio	Smart TV 4K 43 pouces Casque à conduction osseuse intégrée	
Poids Dimensions	25 kg 120 x 135 x 8 cm	Garantie 5 ans structure/peinture 2 ans télévision/éclairages/casque
Connectivité Fabrication	HDMI / USB / Wi-Fi / Bluetooth Made In France	



• 211 Chemin Des Négadoux 83140 Six-Fours-Les-Plages France
• info@yours-med.com

FICHE TECHNIQUE

LUMINA



CARACTERISTIQUES


Matériaux Finition	Aluminium Thermolaqué nuancier RAL disponible	
Éclairage Contrôle	LED Spectre D65 Télécommande	CCT 2700/6500K IRC > 95
Écran Audio	Smart TV 4K 32 pouces Casque à conduction osseuse intégrée	
Poids Dimensions	20 kg Diamètre 100 cm	Garantie 5 ans structure/peinture 2 ans télévision/éclairages/casque
Connectivité Fabrication	HDMI / USB / Wi-Fi / Bluetooth Made In France	



• 211 Chemin Des Négadoux 83140 Six-Fours-Les-Plages France
• info@yours-med.com

FICHE TECHNIQUE

LINEA



CARACTERISTIQUES


Matériaux Finition	Aluminium Thermolaqué nuancier RAL disponible	
Éclairage Contrôle	LED Spectre D65 Télécommande	CCT 2700/6500K IRC > 95
Écran Audio	Smart TV 4K 32/43 pouces Casque à conduction osseuse intégrée	
Poids Dimensions	20 kg 140 cm x 90 cm x 8 mm	Garantie 5 ans structure/peinture 2 ans télévision/éclairages/casque
Connectivité Fabrication	HDMI / USB / Wi-Fi / Bluetooth Made In France	



• 211 Chemin Des Négadoux 83140 Six-Fours-Les-Plages France
• info@yours-med.com

FICHE TECHNIQUE

MURA



CARACTERISTIQUES


Matériaux Finition	Aluminium Plexiglass nuancier RAL disponible	
Éclairage Contrôle	LED CCT/RGB Télécommande	CCT 2700/6500K
Écran Audio	Smart TV 4K 27 pouces Casque à conduction osseuse intégrée	
Poids Dimensions	15 kg 100 cm x 100 cm	Garantie 5 ans structure/peinture 2 ans télévision/éclairages/casque
Connectivité Fabrication	HDMI / USB / Wi-Fi / Bluetooth Made In France	



• 211 Chemin Des Négadoux 83140 Six-Fours-Les-Plages France
• info@yours-med.com

FICHE TECHNIQUE

PEDO



CARACTERISTIQUES


Matériaux Finition	Aluminium Thermolaqué nuancier RAL disponible	
Éclairage Contrôle	LED Spectre D65 Télécommande	CCT 2700/6500K IRC > 95
Écran Audio	Smart TV 4K 32, 40, 43, 50 ou 65 pouces Casque à conduction osseuse intégrée	
Poids Dimensions	25 kg Selon vos besoins	Garantie 5 ans structure/peinture 2 ans télévision/éclairages/casque
Connectivité Fabrication	HDMI / USB / Wi-Fi / Bluetooth Made In France	
Design	Selon vos envies, conception CAO	



• 211 Chemin Des Négadoux 83140 Six-Fours-Les-Plages France
• info@yours-med.com

FICHE TECHNIQUE

PLATA



CARACTERISTIQUES

Matériaux Finition	Aluminium Thermolaqué nuancier RAL disponible	
Éclairage Contrôle	LED Spectre D65 Télécommande	CCT 2700/6500K IRC > 95
Écran Audio	Smart TV 4K 32 pouces Casque à conduction osseuse intégrée	
Poids Dimensions	20 kg Diam 100	Garantie 5 ans structure/peinture 2 ans télévision/éclairages/casque
Connectivité Fabrication	HDMI / USB / Wi-Fi / Bluetooth Made In France	



• 211 Chemin Des Négadoux 83140 Six-Fours-Les-Plages France
• info@yours-med.com

Merci.